



OTTALIN SOFT intense



**Weichspülerkonzentrat mit
langanhaltendem und thermostabilem
Frischeduft.**

Eigenschaften

- Weichspüler mit intensivem Frischeduft und Langzeitwirkung
- Speziell verkapselte und thermostabile Parfümöle (Mikrokapseln) geben ihren Frischeduft nicht nur direkt nach dem Waschen ab, sondern auch noch lange nach der maschinellen Trocknung (Duftintensität ist abhängig vom Trocknungsprozess und der Dosierung).
- Mikrokapseln wirken als Frischedepots, die bei der Lagerung im Schrank, in duftdichten Verpackungen oder beim Tragen der Kleidung durch leichte Reibung aktiviert werden und einen angenehmen frischen Duft freisetzen.
- Schützt die Wäsche vor Trockenstarre und macht sie weicher für einen angenehmen Griff.
- Wirkt antistatisch.
- Verhindert Kleben der Wäsche an Trommelwandung und Presse und führt dadurch zum besseren Entladen.
- Beim Schleudern wird Wasser besser abgegeben, so dass die Trockenzeit sich verkürzt.
- Geringere Faltenbildung erleichtert das Bügeln und Mangeln.
- Durch niedrige Viskosität problemlos zu dosieren.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen:	Blaue, milchige Emulsion
Spez. Gewicht:	1,0 g/ml
pH Wert:	2,5-3,5
Viskosität:	20-40 mPas

Anwendung

Dem letzten Spülbad 3-5 ml OTTALIN SOFT intense pro kg Wäsche zu dosieren. Je nach gewünschter Duftintensität kann die Dosierung angepasst werden.

Eine Temperaturerhöhung auf ca. 30 °C bringt geringfügig besseres Aufziehverhalten. Das Ausrüstungsbad sollte neutral oder idealerweise leicht sauer sein (pH 5-7).

Hinweis

Weichgriffmittel wie OTTALIN SOFT intense und OTTALIN SOFT sollten nicht bei Textilien angewendet werden, die eine Membrane enthalten und/oder hydrophob ausgerüstet werden sollen. OTTALIN SOFT intense sollte nicht mit HYDROB FC, HYDROB EASYDRY, OTTALIN FINISH oder OTTALIN SAVON kombiniert werden.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist OTTALIN SOFT intense mindestens 12 Monate lagerfähig.

Wie alle Dispersionen ist OTTALIN SOFT intense frostempfindlich.

Sollte es nach Frosteinwirkung zur Phasentrennung gekommen, ist das Produkt nicht mehr verwendungsfähig.

OTTALIN SOFT intense ist in geschlossenen Gebinden von 0 °C bis + 40 °C unempfindlich gegenüber kurzfristigen Temperaturveränderungen.

Dauerhafte Lagerung bei 5-30 °C wird empfohlen.

Gebinde nach jeder Entnahme wieder verschließen.