

# Preclin odoSorb

## Reinigungsaktivator mit eingebautem Geruchsabsorber

Preclin odoSorb ist ein Spezial-Reinigungsaktivator zum Einsatz in Perchlorethylen und Kohlenwasserstofflösemittel.

Preclin odoSorb erzielt hervorragende Reinigungs-effekte bei wasserlöslichen Verfleckungen und Pigmentverschmutzungen ohne Zusatz von Wasser. Mit Preclin odoSorb lassen sich zahlreiche Flecksubstanzen entfernen, was den Arbeitsaufwand in der Vor- und Nachdetachur erheblich verringert.

Preclin odoSorb ist durch seine spezielle Formulierung in der Lage Flusen schon im ersten Bad effektiv zu lösen und in den Nadelfänger zu spülen. Der Geruchsabsorber im Preclin odoSorb ist ein Produkt, welches bei zahlreichen industriellen Prozessen, im Haushalt, im Bereich des Umweltschutzes und in der Kosmetik Verwendung findet. Seine Wirksamkeit gegenüber häufig in Textilien auftretenden Gerüchen ist hervorragend.

Preclin odoSorb hat einen geringen Wassergehalt, so dass Vergrauung, Farbverlust oder Krumpfung nicht auftreten.

Preclin odoSorb ist vollständig filtergängig und problemlos destillierbar. Die einzigartige Kombination hochwertiger anionaktiver und nichtionogener Detergentien, ermöglicht eine Anwendung in Verbindung mit kationischen Reinigungsverstärkern von SEITZ. Preclin odoSorb enthält korrosionsschützende Zusätze und reagiert neutral.

## Chemisch – Physikalische Daten:

|             |              |                  |
|-------------|--------------|------------------|
| Konsistenz: | flüssig      |                  |
| Flammpunkt: | > 100 °C     |                  |
| pH-Wert:    | ~ 7,7        | (1 % ige Lösung) |
| Dichte:     | ~ 0,985 g/ml | (20 °C)          |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Dosierempfehlung: | 1. Bad                                         |
|                   | 0,5 - 0,7 % von der Beladepazität =            |
|                   | 5 – 7 ml Preclin odoSorb pro kg Reinigungsgut  |
|                   | bei Perchlorethylen                            |
|                   | 0,7 - 1,0 % von der Beladepazität =            |
|                   | 7 – 10 ml Preclin odoSorb pro kg Reinigungsgut |
|                   | bei Kohlenwasserstofflösemittel                |

## 2. Bad

0,5 - 0,7 % von der Beladekapazität =

5 – 7 ml pro Kg Reinigungsverstärker wie z. B. Novaclin Super P bei Perchlorethylen

0,5 - 0,7 % von der Beladekapazität =

5 – 7 ml pro Kg Reinigungsverstärker wie z. B. Frankotex HCR bei Kohlenwasserstofflösemitteln

### Anwendung:

Preclin odoSorb kann in allen Reinigungsmaschinen eingesetzt werden. Der Zusatz erfolgt im ersten Bad, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen. Um einen bestmöglichen Warenausfall zu erhalten, empfehlen wir bei Perchlorethylen den Einsatz von z. B. Novaclin Super P im zweiten Bad und in Kohlenwasserstofflösemitteln z. B. Frankotex HCR. Anwendungsmengen und Behandlungszeiten sind dabei dem Verschmutzungsgrad und der Warenart anzupassen. Lösemittel aus dem Arbeitstank - niedriges Niveau - 5 Min. Pumpenkreislauf mit Preclin odoSorb - abpumpen zur Destillation - schleudern zur Destillation. Lösemittel aus dem Arbeitstank und Reintank- hohes Niveau - 4 Min. Filterkreislauf -anschließend kurzer Pumpenkreislauf unter Zugabe des Reinigungsverstärkers - abpumpen zum Arbeitstank-endschleudern. Die Zugabe von Preclin odoSorb erfolgt entweder direkt von Hand in die Trommel vor Beladung der Maschine oder durch ein geeignetes Dosier-Gerät.

**Lagerbedingungen:** Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern.  
Vor direkter Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.  
Behälter stets dicht verschlossen halten.

**Maximale Lagerzeit:** 18 Monate